



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 10 марта 2020 года № РЗН 2020/9749

На медицинское изделие
Степлер "Шеврон" линейный одноразовый с картриджами

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "БОЗОН"
(ООО "БОЗОН"), Россия,
125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. № XV, комн. 11, этаж 5

Производитель
"Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd.", Китай,
Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou,
Heqiao Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Место производства медицинского изделия
Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou,
Heqiao Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Номер регистрационного досье № РД-28358/36292 от 29.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 10 марта 2020 года № 1808
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0046049

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 марта 2020 года № РЗН 2020/9749

Лист 1

На медицинское изделие

Степлер "Шеврон" линейный одноразовый с картриджами, в вариантах исполнения:

1. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 30 мм, высотой шва 1,5 (SHZA-30L);
 - картридж синий, с количеством скоб 13, высотой скоб 3,8 мм (SHZRA-30L) - не более 20 шт. (при необходимости).
2. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 30 мм, высотой шва 2,0 (SHZA-30H);
 - картридж зеленый, с количеством скоб 13, высотой скоб 4,8 мм (SHZRA-30H) - не более 20 шт. (при необходимости).
3. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 30 мм, высотой шва 1,5 (SHZB-30L);
 - картридж синий, с количеством скоб 11, высотой скоб 3,8 мм (SHZRB-30L) - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 30 мм, высотой шва 2,0 (SHZB-30H);
 - картридж зеленый, с количеством скоб 11, высотой скоб 4,8 мм (SHZRB-30H) - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 45 мм, высотой шва 1,5 (SHZA-45L);
 - картридж синий, с количеством скоб 19, высотой скоб 3,8 мм (SHZRA-45L) - не более 20 шт. (при необходимости).
6. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 45 мм, высотой шва 2,0 (SHZA-45H);
 - картридж зеленый, с количеством скоб 19, высотой скоб 4,8 мм (SHZRA-45H) - не более 20 шт. (при необходимости).
7. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 45 мм, высотой шва 1,5 (SHZB-45L);
 - картридж синий, с количеством скоб 15, высотой скоб 3,8 мм (SHZRB-45L) - не более 20 шт. (при необходимости).
8. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:
 - степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 45 мм, высотой шва 2,0 (SHZB-45H);
 - картридж зеленый, с количеством скоб 15, высотой скоб 4,8 мм (SHZRB-45H) - не

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0067088

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 марта 2020 года

№ РЗН 2020/9749

Лист 2

более 20 шт. (при необходимости).

9. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 60 мм, высотой шва 1,5 (SHZA-60L);
- картридж синий, с количеством скоб 25, высотой скоб 3,8 мм (SHZRA-60L) - не более 20 шт. (при необходимости).

10. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 60 мм, высотой шва 2,0 (SHZA-60H);
- картридж зеленый, с количеством скоб 25, высотой скоб 4,8 мм (SHZRA-60H) - не более 20 шт. (при необходимости).

11. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 60 мм, высотой шва 1,5 (SHZB-60L);
- картридж синий, с количеством скоб 21, высотой скоб 3,8 мм (SHZRB-60L) - не более 20 шт. (при необходимости).

12. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 60 мм, высотой шва 2,0 (SHZB-60H);
- картридж зеленый, с количеством скоб 21, высотой скоб 4,8 мм (SHZRB-60H) - не более 20 шт. (при необходимости).

13. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 90 мм, высотой шва 1,5 (SHZA-90L);
- картридж синий, с количеством скоб 33, высотой скоб 3,8 мм (SHZRA-90L) - не более 20 шт. (при необходимости).

14. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с двумя ручками, длиной шва 90 мм, высотой шва 2,0 (SHZA-90H);
- картридж зеленый, с количеством скоб 33, высотой скоб 4,8 мм (SHZRA-90H) - не более 20 шт. (при необходимости).

15. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 90 мм, высотой шва 1,5 (SHZB-90L);
- картридж синий, с количеством скоб 33, высотой скоб 3,8 мм (SHZRB-90L) - не более 20 шт. (при необходимости).

16. Степлер «Шеврон» линейный одноразовый с картриджами, в составе:

- степлер «Шеврон» с одной ручкой, длиной шва 90 мм, высотой шва 2,0 (SHZB-90H);
- картридж зеленый, с количеством скоб 33, высотой скоб 4,8 мм (SHZRB-90H) - не более 20 шт. (при необходимости).

≠

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0067089