



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21115

На медицинское изделие

**Система реабилитации клиническая с биологической обратной связью
для тренировки равновесия и координации D-Wall**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕКТ"
(ООО "ПРОСПЕКТ"), Россия,**

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-кт, д. 16, к. 1, литер А, кв. 80

Производитель

"Технободи С.Р.Л.", Италия,

TecnoBody S.R.L., Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BERGAMO), Italy

Место производства медицинского изделия

TecnoBody S.R.L., Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BERGAMO), Italy

Номер регистрационного досье № РД-55356/107216 от 28.03.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 18 сентября 2023 года № 6238
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0072440

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 сентября 2023 года № РЗН 2023/21115

Лист 1


На медицинское изделие

Система реабилитации клиническая с биологической обратной связью для тренировки равновесия и координации D-Wall, в составе:

1. Экран настенный модель D-line Display 65" Signage Solutions - 1 шт.
2. Камера 3D с функцией захвата движения модель Azure Kinect DK - 1 шт.
3. Панель защитная - 1 шт.
4. Корпус тренажёра - 1 шт.
5. Монитор управления сенсорный модель ET1502L - 1 шт.
6. Стена деревянная - 1 шт.
7. Компьютер с управляющим ПО модель 49.9446 - 1 шт.
8. Кабель PC - 1 шт.
9. Кабель COM2 - 2 шт.
10. Кабель DP4 - 1 шт.
11. Кабель HDMI1 - 1 шт.
12. Кабель USB - 7 шт.
13. Кабель ETH - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель L - 1 шт. (при необходимости).
15. Платформа силовая с 4 датчиками веса модель D Wall-Kit-S3 - 1 шт. (при необходимости).
16. Считыватель RFID - 1 шт.
17. Комплект ACTIVE BALANCE (при необходимости), в составе:
 - тележка опорная с встроенным зарядным устройством - 1 шт.;
 - платформа активная биподальная - 1 шт.;
 - платформа активная моноподальная - 1 шт.;
 - платформа активная одноосная - 1 шт.;
 - подушка балансировочная - 1 шт.;
 - диск балансировочный - 1 шт.;
 - Полусфера Bosu - 1 шт.
18. Серый RFID-ключ - 1 шт.
19. Белый RFID-ключ - 1 шт.
20. Серебристый USB-ключ - 1 шт.
21. Золотистый USB-ключ - 1 шт.
22. Покрытие двухслойное толщиной 35 мм - 1 шт.
23. Руководство по эксплуатации.

И

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0128122