



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 сентября 2016 года № РЗН 2016/4678

На медицинское изделие

Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ФОНА С.р.л.", Италия,

FONA S.r.l., Via Antonia Pozzi 1 - 20149 Milano, Italy

Производитель

"ФОНА С.р.л.", Италия,

FONA S.r.l., Via Antonia Pozzi 1 - 20149 Milano, Italy

Место производства медицинского изделия

FONA S.r.l., Via Galileo Galilei 11 - 20090 Assago (MI), Italy

Номер регистрационного досье № РД-11117/22486 от 25.04.2016

Вид медицинского изделия см. приложение

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4220

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 02 сентября 2016 года № 9196  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко



0021798

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 сентября 2016 года № РЗН 2016/4678

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями:**

I. Варианты исполнения:

1. Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, мобильный (вид 209320):

- моноблок рентгеновский дентальный;
- блок управления;
- пульт управления;
- штатив мобильный;
- устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.

2. Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, стационарный (вид 191070):

- моноблок рентгеновский дентальный;
- блок управления;
- пульт управления;
- штатив настенный с длиной манипулятора размера S (короткий) 30 см или размера M (Средний) 60 см или размера L (длинный) 80 см или размера XL (очень длинный) 100 см;
- устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.

II. Принадлежности:

1. Устройство ограничения луча (BLD) размер 2, прямоугольное 3,2 x 4,4 см.
2. Устройство ограничения луча (BLD) размер 0, прямоугольное размером 2,2 x 3,2 см.
3. Расширения тубуса на 10 см.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0023471