



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2020 года № РЗН 2020/9937

На медицинское изделие
Инструменты хирургические швивающе-режущие одноразовые "Шеврон"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "БОЗОН"
(ООО "БОЗОН"), Россия,
125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, пом. № XV, комн. 11, этаж 5

Производитель
"Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко., Лтд.", Китай,
Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou,
Heqiao Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Место производства медицинского изделия
Wuxi Shukang Medical Appliance Co., Ltd., 83# West Haitang Road, Zhakou,
Heqiao Town, Yixing City, 214216 Jiangsu, China

Номер регистрационного досье № РД-28365/36293 от 29.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 апреля 2020 года № 2842
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0048106

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 апреля 2020 года № РЗН 2020/9937

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты хирургические сшивающе-режущие одноразовые "Шеврон", варианты исполнения:

1. Степлер "Шеврон" изогнутый режущий одноразовый, в вариантах исполнения:

1.1. Степлер "Шеврон" изогнутый режущий с двумя ручками, длиной 435 мм (SHHA-45).

1.2. Степлер "Шеврон" изогнутый режущий с одной ручкой, длиной 374 мм (SHHB-45).

2. Степлер "Шеврон" линейный режущий одноразовый с картриджами, в вариантах исполнения:

2.1. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 60 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-55L);

- картридж синий, с количеством скоб 56, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-55L) - не более 20 уп. (при необходимости).

2.2. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 60 мм, высотой шва 2 мм (SHQA-55H);

- картридж зеленый, с количеством скоб 56, высота скоб 4,8 мм (SHQRA-55H) - не более 20 уп. (при необходимости).

2.3. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 80,5 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-80L);

- картридж синий, с количеством скоб 88, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-80L) - не более 20 уп. (при необходимости).

2.4. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 80,5 мм, высотой шва 2 мм (SHQA-80H);

- картридж зеленый, с количеством скоб 88, высота скоб 4,8 мм (SHQRA-80H) - не более 20 уп. (при необходимости).

2.5. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 100 мм, высотой шва 1,5 мм (SHQA-100L);

- картридж синий, с количеством скоб 100, высота скоб 3,8 мм (SHQRA-100L) - не более 20 уп. (при необходимости).

2.6. Степлер, в составе:

- степлер "Шеврон" режущий, с длиной шва 100 мм, высотой шва 2 мм (SHQA-100H);

- картридж зеленый, с количеством скоб 100, высота скоб 4,8 мм (SHQRA-100H) - не более 20 уп. (при необходимости).

М

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко